
ПРИСТРІЙ НАГАДУВАННЯ EVRIMED1000

Пристрій нагадування evriMED1000 складається з **ДВОХ** апаратних частин:

- електронний модуль;
- контейнер для медикаментів.

Електронний модуль вставляється у контейнер таким чином, що індикаційні світлодіоди видно скрізь поверхню спереду контейнера (див. малюнок нижче).

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ПРИСТРІЙ НЕОБХІДНО ЗАРЯДИТИ! ЧАС ЗАРЯДКИ – 8 ГОДИН (ДОВШИЙ ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ ДО НЕСПРАВНОСТІ НЕ ПРИЗВЕДЕ)

В електронному модулі є USB-порт. Він використовується для зарядки батареї. Пристрій нагадування можна заряджати безпосередньо через USB-порт стандартним зарядним пристроєм USB. Батарея пристроя нагадування заряджається окремо зарядним пристроєм для акумуляторів. Щоб зарядити пристрій нагадування через USB-порт, необхідно відкрити контейнер.

ІНДИКАЦІЙНІ ЛАМПИ / СВІТЛОДІОДИ

Основні функції трьох ламп або світлодіодів такі:

Зелений світлодіод - це щоденний сигнал-нагадування. Він:

- спалахує один раз, коли контейнер відкривається, та ще один раз, коли контейнер закривається.
- швидко спалахує три рази, коли контейнер відкривається та закривається швидко.
- послідовно спалахує під час щоденного сигналу-нагадування про прийом медикаментів.
- спалахує повільно під час передачі даних GSM.
- безперервно горить, коли пристрій підключено через USB.

Жовтий світлодіод сповіщає про час для наповнення контейнеру медикаментами. Він:

- горітиме разом із зеленим світлодіодом під час сигналізації-нагадування про прийом медикаментів.
- безперервно горить, коли контейнер відкрито.

Червоний світлодіод попереджує про низький заряд батареї. Коли рівень заряду батареї низький, світлодіод:

- горітиме разом із зеленим світлодіодом під час сигналізації-нагадування про прийом медикаментів.
- безперервно горить, коли контейнер відкрито.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ

Звуковий сигнал активується, коли працює сигналізація-нагадування. Відкриття та закриття пристроя нагадування супроводжується тихим звуковим тоном.

ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ НАГАДУВАННЯ

1. Пристрій нагадування є коробкою для зберігання ліків із вбудованим модемом для стильникового зв'язку, який має сім – карту. Тому користуватися пристроєм потрібно так само, як ви користуєтесь мобільним телефоном.
2. Ви можете почистити пристрій нагадування, використовуючи злегка вологу серветку.
3. Так само, як і звичайний мобільний телефон, пристрій має зберігатися у сухому місці.

ЗАГАЛЬНА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте наступну інформацію, перш ніж почати користуватися цим пристроєм, щоб уникнути будь-яких збитків, викликаних неправильним використанням.

1. Заряджайте акумулятор протягом принаймні вісім годин перед першим використанням. Не виймайте акумулятор під час заряджання.
2. Не використовуйте акумулятори, які не були визначені виробником оскільки це може призвести до пожежі, вибуху, витоку та іншої небезпеки.
3. Не заряджайте акумулятор за допомогою не визначеного адаптера змінного струму, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора.
4. Викидаючи акумулятори, утилізуйте їх правильно, відповідно до місцевих законів.
5. Не відкривайте корпус пристрою та не втручайтесь у пристрій, оскільки це призведе до втрати гарантії.
6. Зберігайте пристрій у сухому місці при температурі від 0 ° C до 35 ° C
7. Не застосовуйте надмірну силу до даного виробу, оскільки це може пошкодити внутрішні компоненти.
8. Не піддавайте пристрій прямим сонячним промінням та не залишайте пристрій у вологому середовищі протягом тривалого періоду часу, оскільки це може спричинити пошкодження пристрою та акумулятора.
9. Не занурюйте пристрій у воду.
10. Пристрій може перешкоджати навігації та / або системам зв'язку на літаку. Закони більшості країн забороняють використовувати цей пристрій під час перебування на літаку. Дотримуйтеся місцевих правил.
11. Обидва й пристрій й бокс можуть містити магніт. За певних обставин, магніти можуть зашкодити діяльності деяких внутрішніх медичних приладів, включно з кардіостимуляторами та інсуліновими насосами. Прилади, які містять магніти також потрібно тримати подалі від диспенсора Wisepill.
12. Тримайте пристрій поза зоною досяжності дітей.